

Моноклональное Антитело Anti-Akr1B1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P15121

Артикул: CM0006693



введение

Кроличье моноклональное антитело против AKR1B1 (альдозоредуктазы) для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает белок AKR1B1 человека, мыши и крысы, ~36 кДа, подходит для изучения метаболизма и диабетических осложнений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKR1B1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	231
GeneID	231
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого AKR1B1 (NP_001619.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15121
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом