

Поликлональные Антитела Против Akr1B1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P15121

Артикул: CM0015909



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого AKR1B1 (альдозоредуктазы). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), с перекрестной реактивностью на мышь. Подходят для изучения метаболизма и диабетических осложнений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKR1B1 Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	231
GeneID	231
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-316 человеческого AKR1B1 (NP_001619.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P15121
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом