

Кроличья Поликлональная Антитело К Akr1B1 Для Вб - P15121

Артикул: CM0022457



введение

Кроличья поликлональная антитело к человеческому AKR1B1 (альдозоредуктаза). Валидирована для ВБ, ИФ/ИХК, ИФА и проявляет перекрестную реактивность с антителами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований полиольного пути и изучения диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKR1B1, кроличья поликлональная антитело
Примечания/Альтернативные названия	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Вид	Человек
ID гена (человек)	231
ID гена	231
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-316 человеческого белка AKR1B1 (NP_001619.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15121
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Айс-пак