


Поликлональные Антитела Против Akr1B10 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - O60218

Артикул: CM0027070



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против AKR1B10 (ARL-1), для человека, мыши, крысы. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), ИП (IP), ИФА (ELISA). Обнаруживают член B10 семейства альдокеторедуктаз 1 (36 кДа, O60218).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKR1B10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	HIS; HSI; ARL1; ARL-1; ALDRLn; AKR1B11; AKR1B12; AKR1B10
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57016
ID гена	57016
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-316 человеческого AKR1B10 (NP_064695.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60218
Молекулярный вес белка	36kDa
Доставка	Сумка со льдом