


Поликлональное Антитело К Akr1C2 (Кроличье Pab) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P52895

Артикул: CM0014354



введение

CamelBio предлагает высококачественное кроличье поликлональное антитело к AKR1C2, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком; обнаруживает белок размером 37 кДа. Необходимый инструмент для исследований стероидного метаболизма и гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к AKR1C2
Примечания/алиасы	DD; DD2; TDD; BABP; DD-2; DDH2; HBAB; HAKRD; MCDR2; SRXY8; DD/BABP; AKR1C-pseudo; AKR1C2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1646
GeneID	1646
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-323 человеческого AKR1C2 (NP_995317.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52895
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодильный пакет