

Поликлональное Антитело Против Akr1C3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ip, Elisa - P42330

Артикул: CM0020497



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого AKR1C3, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, иммунопреципитации и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований метаболизма андрогенов, сигналинга стероидных гормонов и гормон-зависимых раков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKR1C3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DD3, DDX, PGFS, HAKRB, HAKRe, HA1753, HSD17B5, hluPGFS, AKR1C3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8644
GeneID	8644
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P42330
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	В термосумке со льдом