


Кроличья Моноклональная Антитела К Akr1C3 Для Wb, If/Icc, Elisa — P42330

Артикул: CM0010163



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела к человеческому AKR1C3 (P42330). Валидирована для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА; обладает перекрестной реактивностью с человеческим и мышинным белком. Незаменимый инструмент для исследований метаболизма андрогенов и гормонозависимых опухолей. Обнаруживает полосу размером ~37 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к AKR1C3
Примечания/Альтернативные названия	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
Вид организма	Человек
Идентификатор гена (человек)	8644
Идентификатор гена	8644
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого белка AKR1C3 (P42330)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P42330
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом