

Кроличья Поликлональная Антитела Против Akr1C3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Elisa - P42330

Артикул: CM0014800



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческий AKR1C3 (P42330) для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ELISA. Детектируют AKR1C3 человека, мыши и крысы. Подходят для изучения метаболизма стероидных гормонов и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKR1C3 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8644
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-323 человеческого AKR1C3 (NP_003730.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42330
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом