

Кроличье Поликлональное Антитело К Akr1C4 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P17516

Артикул: CM0030817



введение

Кроличье поликлональное антитело к AKR1C4, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с AKR1C4 (P17516) человека, мыши и крысы. Идеально для изучения метаболизма стероидных гормонов и путей образования нейростероидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к AKR1C4
Примечания/Альтернативные названия	C11; CDR; DD4; CHDR; DD-4; HAKRA; 3-альфа-HSD; AKR1C4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1109
ID гена	1109
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17516
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	В пакете со льдом