


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Akr7A2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O43488

Артикул: CM0018729



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого AKR7A2 (AFAR/AKR7), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с мышью. Подходят для исследований детоксикации афлатоксина В1, метаболизма янтарного полуальдегида и производства гамма-оксимасляной кислоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKR7A2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	AFAR; AKR7; AFAR1; AFB1-AR1; AKR7A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8574
GeneID	8574
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-359 человеческого AKR7A2 (NP_003680.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O43488
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом