

Поликлональное Антитело Кролика Против Akr7A3 Для Вб, Ифа — O95154

Артикул: CM0031050



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого AKR7A3, подходит для вестерн-блота и ИФА. Перекрестная реакция с мышинными и крысиными гомологами. Направлено против альдегидредуктазы афлатоксина В1, участвующей в детоксикации. Идеально подходит для изучения клеточной детоксикации и метаболизма токсинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против AKR7A3
Примечания/синонимы	AFAR2; AKR7A3
Вид	Человек
ID гена (человек)	22977
ID гена	22977
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-331 человеческого AKR7A3 (NP_036199.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O95154
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодостойкий пакет