

Анти-Akt1 (Фосфо T308) Кроличьи Мат Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P31749

Артикул: CM0001387



введение

Фосфоспецифическое кроличье моноклональное антитело против человеческого АКТ1, фосфорилированного по Thr308. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; идеально подходит для исследований сигнального пути PI3K/AKT, апоптоза и метаболизма клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-Akt-T308 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-Akt-T308
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID)	207
Иммуноген	Синтетический пептид; Синтетический фосфорилированный пептид в области T308 человеческого Phospho-Akt-T308 (NP_005154.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31749
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом