

## Поликлональные Антитела К Akt1 Для Вб, Иф/Икк, Игх-П, Ифа - P31749

Артикул: CM0016417



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к АКТ1, валидированные для применения в ВБ, ИФ/ИКК, ИГХ-П и ИФА. Обнаруживают АКТ1 человека, мыши и крысы (~56 кДа). Идеально подходят для изучения сигнального пути PI3K/АКТ, выживания клеток и биологии рака.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Описание                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | AKT1 Rabbit pAb                                                                                                     |
| Примечания/алиасы         | АКТ; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; AKT1                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                             |
| GeneID (человек)          | 207                                                                                                                 |
| GeneID                    | 207                                                                                                                 |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 350-480 АКТ1 человека (NP_005154.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                             |
| Применение                | ВБ, ИФ/ИКК, ИГХ-П, ИФА                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                |
| SWISS                     | P31749                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 56 кДа                                                                                                              |
| Доставка                  | Сумка-холодильник                                                                                                   |