

Кроличье Поликлональное Антитело Против Akt1/Akt2/Akt3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P31749/P31751/Q9Y243

Артикул: CM0024318



введение

Кроличье поликлональное антитело против АКТ1/АКТ2/АКТ3, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеком, мышью и крысой. Идеально для изучения АКТ-сигналинга при раке, метаболизме и выживаемости клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	pAb кролика против АКТ1/АКТ2/АКТ3
Примечания/Альтернативные названия	АКТ; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
Вид	Человек
GeneID (Человек)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-123 человеческого АКТ1/АКТ2/АКТ3 (NP_005154.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом