


Кроличыи Поликлональные Антитела (Pab) К Akt1S1/Pras40 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q96B36

Артикул: CM0030710



введение

Кроличыи поликлональные антитела к AKT1S1/PRAS40, ключевому отрицательному регулятору mTORC1. Валидированы для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реактивность с человеком, мышью, крысой. Молекулярная масса 27 кДа. Подходят для исследований клеточного роста и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к AKT1S1/PRAS40
Примечания/Синонимы	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Вид	Человек
GeneID (человек)	84335
GeneID	84335
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96B36
Молекулярная масса белка	27 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом