


Анти-Akt1S1/Pras40 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q96B36

Артикул: CM0020567



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против AKT1S1/PRAS40, отрицательного регулятора mTORC1, для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают человеческий AKT1S1/PRAS40; прогнозируемая молекулярная масса 27 кДа. Идеальны для исследований в области чувствительности к питательным веществам и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKT1S1/PRAS40 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84335
ID гена	84335
Иммуноген	Синтетический пептид, последовательность в пределах аминокислот 150-256 человеческого AKT1S1/PRAS40 (NP_001092103.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96B36
Молекулярный вес белка	27 кДа
Доставка	Сумка со льдом