


Моноклональное Антитело К Anti-Akt2 Для Вб - P31751

Артикул: CM0006921



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому AKT2 (P31751), валидированное для ВБ, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Подходит для изучения сигналинга PI3K/AKT, метаболизма глюкозы и выживания клеток в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	AKT2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	PKBB; PRKBV; HINGHN; PKBBETA; RAC-BETA; AKT2
Вид	Человек
ID гена (человек)	208
ID гена	208
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 390-490 человеческого AKT2.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31751
Молекулярная масса белка	56кДа
Доставка	Холодовая упаковка