


## Поликлональные Антитела К Akt2 Для Wb, Elisa - P31751

Артикул: CM0021831



### введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому AKT2 (PKB бета). Валидированы для методов WB и ELISA, обладают перекрестной реактивностью с образцами человека и мыши. Подходят для изучения инсулиновой сигнализации, транспорта глюкозы, апоптоза и путей развития рака.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | AKT2 кроличьи поликлональные антитела (pAb)                                                                   |
| Примечания/Синонимы       | PKBV; PRKBV; N1NGHN; PKVBETA; RAC-BETA; AKT2                                                                  |
| Вид                       | Человек                                                                                                       |
| GeneID                    | 208                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 381-481 человеческого AKT2 (NP_001617.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                        |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                       |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь                                                                                                 |
| SWISS                     | P31751                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 56 кДа                                                                                                        |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                |