


Моноклональное Антитело Против Akt3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y243

Артикул: CM0007622



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий АКТ3, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с АКТ3 человека, мыши и крысы. Идеально для исследований АКТ-сигналинга, рака, метаболизма и развития мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АКТ3 Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	MPPH; PKBG; MPPH2; PRKBG; STK-2; PKB-GAMMA; RAC-gamma; RAC-PK-gamma; АКТ3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10000
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 93-154 человеческого АКТ3 (NP_005456.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y243
Молекулярная масса белка	56 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом