


Анти-Akt3 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y243

Артикул: CM0017904



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого АКТ3 (RAC-гамма серин/треонин-протеинкиназа), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходит для исследований сигнального пути АКТ в развитии мозга и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	AKT3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MPPH, PKBG, MPPH2, PRKBG, STK-2, PKB-GAMMA, RAC-gamma, RAC-PK-gamma, AKT3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10000
ID гена	10000
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-190 человеческого АКТ3 (NP_859029.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y243
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сухой лед