


Кроличья Поликлональная Антитело Против Alad Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P13716

Артикул: CM0030711



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ALAD (дельта-аминолевулиновой дегидратазы/порфобилиногенсинтазы). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для изучения биосинтеза гема и метаболизма порфиринов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALAD Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PBGS; ALADH; ALAD
Вид	Человек
GeneID (человек)	210
GeneID	210
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-330 человеческого ALAD (NP_000022.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13716
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	В ледяном пакете