


## Кроличья Поликлональная Антитела Против Alad Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P13716

Артикул: CM0018120



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческой дельта-аминолевулинат-дегидратазы (ALAD), валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагируют с человеческим и мышинным белком. Ожидаемая полоса 36 кДа. Для исследований биосинтеза гема.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Спецификация                                                                                                                         |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | ALAD Кроличьи pAb                                                                                                                    |
| Примечания/Альтернативные названия | PBGS; ALADH; ALAD                                                                                                                    |
| Вид                                | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (человек)                   | 210                                                                                                                                  |
| GeneID                             | 210                                                                                                                                  |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-330 человеческого ALAD (NP_000022.3). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                                                                                                        |
| SWISS                              | P13716                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка           | 36 кДа                                                                                                                               |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                    |