

Моноклональное Антитело Anti-Alas1 Для Wb И Elisa — P13196

Артикул: CM0008224

введение

P rabbit-моноклональное антитело Anti-ALAS1, валидированное для WB и ELISA. Обнаруживает человеческий ALAS1 — митохондриальный фермент, катализирующий лимитирующий скорость этап биосинтеза гема. Идеально подходит для исследований метаболизма гема и порфирии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт к ALAS1
Примечания/синонимы	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
Вид	Человек
GeneID (человек)	211
GeneID	211
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 541-640 человеческого ALAS1 (P13196).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P13196
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом