

Кроличья Поликлональная Антитело К Alas1 Для If/Icc И Ифа - P13196

Артикул: CM0014145

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ALAS1, валидированное для IF/ICC и ИФА. Специфически обнаруживает человеческий ALAS1 — ключевой фермент биосинтеза гема. Идеально подходит для исследований митохондрий; молекулярная масса белка 71 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье поликлональное антитело к ALAS1
Примечания/синонимы	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
Вид	Человек
ID гена (человек)	211
ID гена	211
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-250 человеческого ALAS1 (NP_954635.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13196
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Холодильный пакет