

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Alas1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P13196

Артикул: CM0024853

### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий ALAS1 (5-аминолевулинатсинтаза 1). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований биосинтеза гема и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | ALAS1 Кроличье pAb                                                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1                                                                                            |
| Вид                                | Человек                                                                                                                            |
| ID гена (Человек)                  | 211                                                                                                                                |
| ID гена                            | 211                                                                                                                                |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого ALAS1 (NP_954635.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                            |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                              |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                               |
| SWISS                              | P13196                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка           | 71 кДа                                                                                                                             |
| Доставка                           | В пакете со льдом                                                                                                                  |