

Поликлональное Антитело Против Alas2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P22557

Артикул: CM0026184



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ALAS2, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает ALAS2 человека, мыши, крысы; подходит для исследований биосинтеза гема и эритропоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALAS2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ASB; ANH1; XLSA; ALASE; XLDPP; XLEPP; ALAS-E; SIDBA1; ALAS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	212
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 50-320 человеческого ALAS2 (NP_001033057.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22557
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом