

Поликлональное Антитело Кролика Против Альбумина Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Иф-П, Ифа - P02768

Артикул: CM0018651



введение

Поликлональное антитело кролика к альбумину, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ, ИФ-П, ИФА. Реагирует с белком человека, мыши, крысы. Иммуноген: рекомбинантный белок. Идеально для исследований осмотического давления плазмы и транспорта металлов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к альбумину (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Альбумин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	213
GeneID	213
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-609 альбумина человека (NP_000468.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02768
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом