

Моноклональное Антитело Против Алкогольдегидрогеназы 1А Для Вб, Ифа — P07327

Артикул: CM0003381



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческой алкогольдегидрогеназе 1А (ADH1A), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинной алкогольдегидрогеназой. Идеально подходит для исследований метаболизма алкоголя. — P07327.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к алкогольдегидрогеназе
Примечания/Алиасы	ADH1; Алкогольдегидрогеназа
Вид	Человек
ID гена (человек)	124
ID гена	124
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 человеческой алкогольдегидрогеназы (P07327).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P07327
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Сумка-холодильник