

Кроличья Поликлональная Антитело Против Алкогольдегидрогеназы Для Wb, Elisa - P07327

Артикул: CM0014450



введение

Кроличья поликлональное антитело против человеческой алкогольдегидрогеназы 1A (ADH1A), валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с крысой. Идеально подходит для изучения метаболизма алкоголя и окисления этанола.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против алкогольдегидрогеназы
Примечания/Псевдоним	ADH1A; ADH1; Алкогольдегидрогеназа
Вид	Человек
GeneID (Человек)	124
GeneID	124
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-300 человеческой алкогольдегидрогеназы (NP_000658.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P07327
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Ледяной пакет