

Моноклональное Антитело Против Aldh16A1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Iz83

Артикул: CM0011509

введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ALDH16A1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует полосу ~85 кДа в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований альдегиддегидрогеназ в метаболизме и протеомике.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH16A1 Кроличье mAb
Вид	Человек
ID гена	126133
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-600 человеческого ALDH16A1 (Q8IZ83)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IZ83
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом