

Кроличья Поликлональная Антитела Против Aldh18A1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P54886

Артикул: CM0016225



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела ALDH18A1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с белками человека, мыши, крысы. Идеальны для изучения биосинтеза пролина и митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к ALDH18A1
Примечания/Альтернативные названия	GSAS; P5CS; PYCS; SPG9; ADCL3; SPG9A; SPG9B; ARCL3A; ALDH18A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5832
GeneID	5832
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого ALDH18A1 (NP_002851.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54886
Молекулярная масса белка	87 кДа
Доставка	В пакете со льдом