


Моноклональное Антитело Против Aldh1A1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

Артикул: CM0007162



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого ALDH1A1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Распознает 55 кДа цитозольный белок, участвующий в синтезе ретиноевой кислоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH1A1 Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдоним	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e
Вид	Человек
ID гена (Человек)	216
ID гена	216
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 250-350 человеческого ALDH1A1 (NP_000680.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00352
Молекулярный вес белка	55 кДа
Доставка	Сумка со льдом