


Кроличий Моноклональный Антитело Anti-Aldh1A1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - P00352

Артикул: CM0002988



введение

Кроличий моноклональный антитело, специфичное к человеческому ALDH1A1 (ALDC, RALDH1). Валидировано для WB, IF/ICC, IP, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходит для исследований метаболизма ретиноевой кислоты и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH1A1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Вид	Человек
ID гена	216
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P00352
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом