


Кроличьи Моноклональные Антитела Против Aldh1A1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

Артикул: CM0007189



введение

Валидированные кроличьи моноклональные антитела против ALDH1A1 для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают человеческий и крысиный ALDH1A1, ключевой фермент в синтезе ретиноевой кислоты и детоксикации альдегидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH1A1 кроличьи mAb
Примечания/Псевдонимы	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	216
ID гена	216
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 250-350 человеческого ALDH1A1 (NP_000680.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P00352
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом