


Поликлональное Антитело Кролика Против Aldh1A1 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — P00352

Артикул: CM0021337



введение

Поликлональное антитело кролика против ALDH1A1 для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Изучайте функцию альдегиддегидрогеназы 1A1 в метаболизме ретиноевой кислоты и клеточной детоксикации с помощью этого валидированного поликлонального антитела кролика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH1A1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	216
GeneID	216
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 301–400 человеческого ALDH1A1 (NP_000680.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00352
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом