


Поликлональные Антитела Против Aldh1A2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O94788

Артикул: CM0026546



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ALDH1A2 (RALDH2), для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований сигнальных путей ретиноевой кислоты в развитии и при заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH1A2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DIH4; RALDH2; RALDH2-T; RALDH(II); ALDH1A2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8854
ID гена	8854
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого ALDH1A2 (NP_733797.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O94788
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом