


Поликлональное Антитело Против Aldh1A3 Для Вб И Ифа — P47895

Артикул: CM0016547



введение

Кроличье поликлональное антитело против ALDH1A3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает ALDH1A3 человека и мыши — ретинальдегиддегидрогеназу, критически важную для синтеза ретиноевой кислоты и эмбрионального развития глаза. Идеально подходит для исследований в области метаболизма и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH1A3 кроличье пАт
Примечания/алиасы	ALDH6; MCOP8; RALDH3; ALDH1A6; ALDH1A3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	220
Идентификатор гена	220
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-140 ALDH1A3 человека (NP_000684.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P47895
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Сумка-холодильник