

Поликлональные Антитела Против Aldh1B1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P30837

Артикул: CM0029213



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого ALDH1B1 (митохондриальный альдегиддегидрогеназа). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Подходят для изучения метаболизма алкоголя и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH1B1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ALDH5; ALDHX; ALDH1B1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	219
GeneID	219
Иммуоге	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 278-517 человеческого ALDH1B1 (NP_000683.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30837
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом