

Поликлональные Антитела Против Aldh1B1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - P30837

Артикул: CM0018530



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческой митохондриальной альдегиддегидрогеназы ALDH1B1, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Идеально подходят для исследований метаболизма алкоголя, детоксикации и окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH1B1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ALDH5; ALDHX; ALDH1B1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	219
ID гена	219
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 278-517 человеческого ALDH1B1 (NP_000683.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30837
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	Сумка со льдом