


## Кроличья Моноклональная Антитела Против Aldh1L1 Для Wb, If, Ihc, Elisa - O75891

Артикул: CM0009123



### введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела против человеческой ALDH1L1 (цитозольная 10-формилтетрагидрофолатдегидрогеназа). Валидирована для WB, IF, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными белками. Идеально подходит для исследований одноуглеродного метаболизма и рака.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | ALDH1L1 кроличья мкАнт                                                                                            |
| Примечания/алиасы         | FDH; FTHFD; 10-FTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                           |
| ID гена (человек)         | 10840                                                                                                             |
| ID гена                   | 10840                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 180-300 человеческой ALDH1L1 (O75891) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                            |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                           |
| Применение                | WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                              |
| SWISS                     | O75891                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 99 кДа                                                                                                            |
| Доставка                  | Ледяной пакет                                                                                                     |