

Поликлональные Антитела Против Aldh1L2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q3Sy69

Артикул: CM0014502

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ALDH1L2, валидированные для WB и ИФА. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белком. Митохондриальная 10-формилтетрагидрофолатдегидрогеназа, участвующая в одноуглеродном метаболизме. Предсказанная молекулярная масса — 102 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH1L2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	mtFDH; ALDH1L2
Вид	Человек
ID гена (человек)	160428
ID гена	160428
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 280–480 человеческого ALDH1L2 (NP_001029345.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q3SY69
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Айс-пакет