


Поликлональные Антитела Против Aldh2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P05091

Артикул: CM0017629



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого митохондриального альдегиддегидрогеназы ALDH2, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают мышинный и крысиный ALDH2; ~56 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
Вид	Человек
GeneID (человек)	217
GeneID	217
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-380 человеческого ALDH2 (NP_000681.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P05091
Молекулярный вес белка	56kDa
Доставка	Сумка со льдом