


Поликлональные Антитела Против Aldh2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P05091

Артикул: CM0015125



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого ALDH2, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения митохондриального альдегиддегидрогеназа в клиренсе формальдегида и связанных заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
Вид	Человек
GeneID (человек)	217
GeneID	217
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 321-480 человеческого ALDH2 (NP_000681.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05091
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Ледяной пакет