


Кроличья Моноклональная Антитела Против Aldh2 Для Вб, Ифа - P05091

Артикул: CM0002040



введение

Кроличья моноклональная антитела к человеческому ALDH2, подходит для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает эндогенные уровни ALDH2 у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований клиренса формальдегида и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH2 кроличья мкАнт
Примечания/Альтернативные названия	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
Вид	Человек
GeneID (человек)	217
GeneID	217
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот в диапазоне 100-200 человеческого ALDH2 (P05091).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P05091
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодильный пакет