

Поликлональные Антитела Против Aldh3A1 Для Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P30838

Артикул: CM0027784



введение

Кроличьи pAb против ALDH3A1, валидированные для WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными белками. Обнаруживает белок 50 кДа. Подходят для исследований роговицы и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против ALDH3A1
Примечания/Псевдоним	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	218
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого ALDH3A1 (NP_001128640.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30838
Молекулярный вес белка	50 кДа
Доставка	Сумка со льдом