

Кроличье Моноклональное Антитело Против Aldh4A1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) - P30038

Артикул: CM0012665



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого ALDH4A1, валидированное для WB, IHC, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает человека, мышь, крысу. Идеально подходит для изучения метаболизма пролина и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH4A1 кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	P5CD; ALDH4; P5CDh; ALDH4A1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8659
GeneID	8659
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P30038
Молекулярный вес белка	62 кДа
Доставка	Сумка-холодильник