

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Aldh4A1 Для Wb, Elisa - P30038

Артикул: CM0013302



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий ALDH4A1 (дегидрогеназа дельта-1-пирролин-5-карбоксилата). Подходит для WB и ELISA; перекрёстно реагирует с мышинным белком. Незаменимый инструмент для исследований метаболизма пролина, цикла мочевины и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ALDH4A1
Примечания/синонимы	P5CD; ALDH4; P5CDh; ALDH4A1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8659
Идентификатор гена	8659
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 354-563 человеческого ALDH4A1 (NP_003739.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P30038
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом