


Кроличья Поликлональная Антитело Против Aldh5A1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P51649

Артикул: CM0014560



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против ALDH5A1 (SSADH, SSDH), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма ГАМК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ALDH5A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SSDH; SSADH; ALDH5A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7915
GeneID	7915
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P51649
Молекулярный вес белка	57кДа
Доставка	В ледяном пакете