


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Aldh5A1/Ssadh Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - P51649

Артикул: CM0007111



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого ALDH5A1/SSADH, для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований метаболизма ГАМК и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Альдегиддегидрогеназа 5-A1/SSADH/ALDH5A1, кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	SSDH; SSADH; Альдегиддегидрогеназа 5-A1
Вид	Человек
GenelD (человек)	7915
GenelD	7915
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 777-976 человеческого ALDH5A1 (NP_001071.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51649
Молекулярный вес белка	57 кДа
Доставка	В ледяном пакете