

Поликлональные Антитела Против Aldh6A1 Для IHC-P, IF/ICC, Elisa - Q02252

Артикул: CM0016804



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против ALDH6A1 (MMSDH), подходящие для IHC-P, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований митохондриальной малонат-семиальдегидрогеназы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против ALDH6A1
Примечания/Псевдонимы	MMSDH; MMSADHA; ALDH6A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4329
GeneID	4329
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 326-535 человеческого ALDH6A1 (NP_005580.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02252
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом